·史凱百歐雷" 迪俊可吸收膠原蛋白膜






GTR GBR 首選

操作容易 乾濕兩用 延展性強

特性

- 吸收時間3~5個月
- Type I 膠原蛋白
- 服貼性高,易塑型
- 穩定度高
- 無正反面之分
- 適用於骨缺損及軟組織修復





ltem Name	Туре	Size
T-Gen	TG-1	15mm x 20mm
	TG-2	20mm x 30mm

衛部醫器輸字第029720號 經銷:安德醫材有限公司 https://www.adent.com.tw